

茜素红 S 染色液(0.1%)

产品简介:

钙在人体内大量存在, 构成骨骼作为支持人体的支架, 在分泌、运送、肌肉收缩、神经传导等也起重要作用。钙在机体内以两种形式存在, 一种是离子钙, 存在血液循环内, 即所谓血钙; 另一种是结合钙, 和蛋白、碳酸或磷酸结合而沉着在组织内。除骨骼和牙齿外, 正常时钙渗透在所有组织和细胞中, 一般不以固体状态出现在组织内, 但在某些情况下钙析出成固体并沉着于组织内, 则为病理性钙盐沉着, 沉着的钙盐主要是磷酸钙, 其次为碳酸钙。钙盐通常是单折射的, 但草酸钙是双折射的, 当使用 HE 染色时, 钙一般呈紫蓝色, 许多染料可以于钙形成螯合物, 包括茜素红 S、红紫素、核固红等。

茜素红 S 属一种蒽醌类衍生物, 是茜素磺酸钠盐, 它能与碳酸钙或磷酸钙中的钙盐螯合形成橙红色复合物, 一般来说这些染料在识别中至大量的钙时, 效果优于轻微染色的微量钙沉积, 但茜素红 S 往往对少量的沉积物可得到更可靠的结果, 常与固绿或 Mayer 苏木素染色液合用, 结合形成橘红色沉淀, 适用于少量钙盐组织的染色。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	DS0050	Storage
	100ml	RT
茜素红 S 染色液(0.1%)		
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、固定液:10%中性福尔马林、乙醇福尔马林和乙醇等、系列乙醇、蒸馏水
- 2、显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、组织固定于 10%中性福尔马林或乙醇, 常规脱水包埋。
- 2、切片至 95%乙醇。
- 3、载玻片竖立放置, 彻底风干。
- 4、切片入含茜素红 S 染色液(0.1%)的染缸, 浸染 5~20min(见注意事项 1)。
- 5、蒸馏水快速冲洗。
- 6、(可选)复染液复染, 蒸馏水冲洗 3 次。
- 7、常规脱水, 二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明, 中性树胶封固。

染色结果:

钙沉积物	橙红色
背景	根据复染液的颜色不同而不同

注意事项:

- 1、茜素红 S 染色时间要根据钙盐的含量来确定, 可在显微镜下观察, 见钙盐呈较深的橙红色即取出水洗, 如染色时间过长, 就出现弥散现象, 一般 1~2min 即可。
- 2、经过茜素红 S 染色液染色后, 钙沉积物是双折射的。
- 3、茜素红 S 法在辨别和检测少量钙时特别有用, 如检查肾中的异常钙化(尿钙过多)。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 5、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DJ0001	普鲁士蓝染色液(核固红法)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)

文献引用:

- 1、Zhang Yanli, Mo Jiayao, Zheng Chunqing, et al. MY-1-Loaded Nano-Hydroxyapatite Accelerated Bone Regeneration by Increasing Type III Collagen Deposition in Early-Stage ECM via a Hsp47-Dependent Mechanism. Advanced Healthcare Materials. March 2023. 10.1002/adhm.202300332. (IF 10)

注: 更多使用本产品的文献请参考产品网页