

TB 固体培养基粉剂

产品简介:

Terrific 肉汤又称 TB 培养基, 可用于多种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。Leagene TB 固体培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸盐、琼脂粉等组成, 其胰蛋白胨和酵母提取物的浓度比常规 LB 培养基高, 充分溶于无菌水, 加热并制成固体平板; 如果严格要求无菌, 经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	
	CM0029	Storage
试剂(A): TB 固体培养基粉剂	1L	RT
试剂(B): 甘油	1 瓶	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、试剂(A)、试剂(B)同时溶于无菌水至 1000ml, 加热使琼脂粉充分溶解, 并加入合适的抗菌素, 倾倒成固体平板。
- 2、如需无菌, 试剂(A)、试剂(B)同时溶解于蒸馏水或去离子水, 高压灭菌 20min, 待冷至 60~70°C后, 加入并加入合适的抗菌素, 倾倒成固体平板。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PE0018	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)