

## 铅盐染色液(玫棕酸法)

### 产品简介:

铅对人体有害,过量的铅可沉积人体组织内,特别是骨骼和肾小管,铅盐染色有玫棕酸法、Timm 硫化银法等。Leagene 铅盐染色液(玫棕酸法)是利用螯合剂玫棕酸钠与铅盐结合,形成红色螯合物,染色过程中应避免使用含汞的固定剂,适用于石蜡切片。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	DS0015	Storage
		2×50ml	
试剂(A): 玫棕酸染色液		50ml	RT 避光
试剂(B): 固绿染色液		50ml	RT
使用说明书			1份

### 自备材料:

- 1、无水乙醇、蒸馏水
- 2、恒温箱

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、常规固定,常规浸蜡包埋,脱蜡至蒸馏水。
- 2、入玫棕酸染色液浸染 1h,蒸馏水冲洗。
- 3、入固绿染色液复染 1min,蒸馏水冲洗 3 次。
- 4、常规脱水,二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明,中性树脂封固。

### 染色结果:

铅盐	黑色
背景	绿色

### 注意事项:

- 1、避免使用含汞的固定剂。
- 2、亦可恒温箱 60~65℃加热后,载玻片置于预热的玫棕酸染色液 5min。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

**相关产品:**

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DJ0001	普鲁士蓝染色液(核固红法)
DS0001	钙盐染色液(茜素红 S 法)
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)