

## 甘油乳酸浮载剂

### 产品简介:

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似, 但不含棉蓝染料, 主要由苯酚、乳酸、甘油等组成, 可作为浮载剂或封固剂, 制作半永久的标本, 用于病原真菌整体封固。近年来甘油乳酸液(甘油乳酸浮载剂)越来越多替代乳酚油浮载剂, 如果加入苯胺蓝可以作为染色剂, 如果用封片剂封片, 玻片样本可保存较长时间。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

| 名称    | 编号      | DZ0603 | Storage |
|-------|---------|--------|---------|
|       | 甘油乳酸浮载剂 |        | 100ml   |
| 使用说明书 |         |        | 1份      |

### 自备材料:

- 1、盖玻片、载玻片、显微镜

### 操作步骤(仅供参考):

#### (一)植物材料:

- 1、取要封固的植物材料, 如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加甘油乳酸浮载剂于植物材料上, 使材料接触尽量封片液, 尽量避免气泡。

(二)其它样品: 参考贴组织切片进行操作。

### 注意事项:

- 1、封固之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12个月有效。

### 相关产品:

| 产品编号   | 产品名称                    |
|--------|-------------------------|
| DC0032 | Masson 三色染色液            |
| DF0135 | 组织细胞固定液(4% PFA)         |
| NR0001 | DEPC 处理水(0.1%)          |
| PT0001 | BCA 蛋白定量试剂盒             |
| TC0699 | 葡植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法) |