

醋酸银显影液

产品简介:

醋酸银显影液主要由阿拉伯胶、乙酸银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	IH0191	Storage
试剂(A): 醋酸银显影缓冲液	100ml	RT 避光
试剂(B): 醋酸银	1 支	RT 避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、配制醋酸银显影液: 把 1 支醋酸银完全溶解于 100ml 醋酸银显影缓冲液, 即为醋酸银显影液; 4°C 避光保存 3 个月有效。
- 2、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 3、显影: 切片浸入在醋酸银显影液内, 无需避光, 一般显色 3 ~ 5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

染色结果: 阳性呈黑色状颗粒, 背景干净。

注意事项:

- 1、配制好的醋酸银显影液应尽量快使用, 以免失效。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)