

AGN 银显影液(A 法)

产品简介:

AGN 银显影液(A 法)主要由阿拉伯胶、柠檬酸、AGN 银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	IH0193	Storage
		100ml	
试剂(A): AGN 银显影 A 液		98ml	RT 避光
试剂(B): AGN 银显影 B 液		2ml	4°C 避光
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考):

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 2、临用前, 按试剂(A): 试剂(B)=49: 1 混合, 即为 AGN 银显影液。
- 3、切片浸入 AGN 显影液内, 避光显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

染色结果: 阳性呈黑色状颗粒, 背景干净。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 3 个月有效。常温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
CZ0061	台氏液(Tyrode's solution)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
PW0084	丽春红 S 染色储存液(10×Ponceau S)