

AGN 银显影液(B 法)

产品简介:

AGN 银显影液(B 法)主要由柠檬酸、AGN 银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液, 不含阿拉伯胶。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

| 名称 | 编号 | IH0194 | Storage |
|--------------------|----|--------|---------|
| | | 100ml | |
| 试剂(A): AGN 银显影 A 液 | | 98ml | RT 避光 |
| 试剂(B): AGN 银显影 B 液 | | 2ml | 4°C 避光 |
| 使用说明书 | | | 1 份 |

操作步骤(仅供参考):

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 2、临用前, 按试剂(A): 试剂(B)=49: 1 混合, 即为 AGN 银显影液。
- 3、切片浸入 AGN 银显影液内, 一般显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

染色结果: 阳性呈黑色状颗粒, 背景干净。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 3 个月有效。常温运输, 4°C 保存。

相关产品:

| 产品编号 | 产品名称 |
|--------|---------------------------|
| DC0032 | Masson 三色染色液 |
| NR0003 | Lezol(总 RNA 提取试剂) |
| PT0013 | 考马斯亮蓝快速染色液 |
| PW0040 | Western blot 一抗稀释液 |
| TC0699 | 植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法) |
| TC1167 | 尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法) |
| PW0040 | Western blot 一抗稀释液 |
| PW0084 | 丽春红 S 染色储存液(10×Ponceau S) |