

PAGE 连续凝胶电泳缓冲液(2×,pH8.9)

产品简介:

PAGE 连续凝胶电泳缓冲液(2×,pH8.9)由 Tris、甘氨酸、防腐剂等组成,不含变性剂 SDS,用于连续凝胶电泳,使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 2 倍后使用。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PE0040	Storage
	PAGE 连续凝胶电泳缓冲液(2×,pH8.9)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NA0034	Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)
PE0025	SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PW0082	丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)