

PDA 培养基

产品简介：

Leagene PDA 培养基主要由 20% 马铃薯、2% 葡萄糖等组成，经 15psi 高压灭菌 30min，不含琼脂，多用于食用菌菌种的培养。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	CM0387	Storage
	PDA 培养基		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。低温运输，4°C 保存。