

## 乳酚油

### 产品简介：

乳酸酚棉蓝染色液是细胞不变形，具有杀菌，且不易干燥，能保持较长时间，是霉菌菌丝、孢子的形态常分类的重要依据。

Leagene 乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似，但不含棉蓝染料，主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，适用于植物组织整体封藏，如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏，乳酚油亦可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

名称	编号	Storage
	DM0081	
乳酚油	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

### 自备材料：

- 1、盖玻片、载玻片、显微镜

### 操作步骤(仅供参考)：

#### (一)植物材料：

- 1、取要封固的植物材料，如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加乳酚油于植物材料上，使材料接触尽量封片液，尽量避免气泡。

(二)其它样品：参考贴组织切片进行操作。

### 注意事项：

- 1、封固之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**12 个月有效。