

## Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)

### 产品简介：

Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)由 1M Tris、Tricine、SDS 等组成，不含变性剂 SDS，用于 Tris-Tricine 缓冲液系统分离 SDS 和多肽，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

名称	编号	PE0086	Storage
	Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)		500ml
使用说明书			1 份

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后，先在电泳装置的下缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阴极缓冲液，装配，和上缓冲液槽连接。
- 2、上缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阴极缓冲液，以覆盖加样孔。

### 注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**12 个月有效。