

Mcllvaine 缓冲液(pH3.0-8.0)

产品简介:

Mcllvaine 缓冲液属于广域缓冲溶液, pH 值调节范围在 3~8 之间, 缓冲范围较大, 可以用于多种用途, 例如线粒体的分离染色等。

Leagene Mcllvaine 缓冲液(pH3.0-8.0)主要由磷酸氢二钠、柠檬酸、防腐剂等组成, 根据客户需要选择 pH 值, pH 值可选 3.0、4.0、4.1、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0 等。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	CZ0015	Storage
Mcllvaine Buffer(pH3.0-8.0)		500ml	4°C
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、pH 值偶尔有微小误差, 一般不影响使用。
- 2、由于 Mcllvaine 缓冲液(pH3.0-8.0)含有防腐剂成分, 如果对实验有影响, 请选择购买不含防腐剂的相关产品, 但保质期会大大缩短。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
IH0143	PBS 磷酸盐缓冲液(0.1mol/L,pH7.2-7.4)
PE0081	Tris-HCl 缓冲液(1.5mol/L,pH8.8)
TE0002	碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒(PNP 微板法)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)