

复钙交叉检测试剂盒

产品简介:

复钙交叉实验室病理性抗凝物质检查的筛选实验, 延长的复钙时间, 如果能被 1/10 量的正常血浆所纠正, 表示待检血浆中缺乏凝血因子; 如果不能被等量的正常血浆所纠正, 则表示待检血浆中可能存在抗凝物质。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	TC0339 100T	Storage
试剂(A): 柠檬酸钠抗凝剂	20ml	RT
试剂(B): 复钙试剂	10ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

操作步骤略, 如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、 抽血应顺利, 不应有溶血和凝血。
- 2、 取血后应立即检测, 血浆在室温下放置不应超过 2h。
- 3、 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效; 室温运输, 4°C 保存。