

TBS-葡萄糖溶液

产品简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。

TBS-葡萄糖溶液主要成分为 Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠、1%葡萄糖、防腐剂, 不含 Tween 20, 经过滤除菌。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	
	CC0165	Storage
TBS-葡萄糖溶液	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、注意无菌操作, 避免微生物污染。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
OR0001	pH 标准缓冲溶液(pH=4.00)
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
PW0084	丽春红 S 染色储存液(10×Ponceau S)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)