

L-谷氨酸溶液(0.1mol/L)

产品简介:

L-谷氨酸(L-Glutamic acid)分子量为 147.13, 分子式为 $C_5H_9NO_4$, CAS 号为 56-86-0, 是一种酸性氨基酸。分子内含两个羧基, 化学名称为 α -氨基戊二酸。谷氨酸是里索逊 1856 年发现的, 为无色晶体, 有鲜味, 微溶于冷水, 易溶于热水, 可溶于盐酸溶液, 等电点 3.22。谷氨酸大量存在于谷类蛋白质中, 动物脑中含量也较多, 在生物体内的蛋白质代谢过程中占重要地位, 参与动物、植物和微生物中的许多重要化学反应。谷氨酸是生产味精、香料的原料, 亦可用作哺乳动物细胞培养中培养基的添加剂, 用途极为广泛。

L-谷氨酸溶液(0.1mol/L)主要由 L-谷氨酸、去离子水组成, 经过滤除菌处理。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	CM0220	
L-谷氨酸溶液(0.1mol/L)	100ml	-20°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、按实验具体要求操作。一般按培养基: L-谷氨酸溶液(0.1mol/L)=50: 1 使用。

注意事项:

- 1、注意避免反复冻融, 并且注意无菌操作。
- 2、L-谷氨酸是白色结晶性粉末、几乎无臭, 224°C ~225°C分解, 饱和水溶液的 pH 值约为 3.2。难溶于水, 实际不溶于乙醇和乙醚、极易溶于甲酸。溶解度 (g/100g 水) 为 0.72 (20°C), 1.51 (40°C), 3.17 (60°C), 6.66 (80°C)。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。低温运输, -20°C保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)