

Acr-Bis(22.2%:0.6%)

产品简介:

丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液又称 Acr-Bis, 最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液, 其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1, 丙烯酰胺的总比例为 30%。

Leagene Acr-Bis(22.2%:0.6%)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 22.2:0.6, 丙烯酰胺总量为 22.8%, 常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶), 如 SDS-PAGE 胶等, 可以用于蛋白或核酸的分离。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

| 名称 | 编号 | |
|---------------------|--------|---------|
| | PE0110 | Storage |
| Acr-Bis(22.2%:0.6%) | 500ml | 4°C 避光 |
| 使用说明书 | 1 份 | |

操作步骤(仅供参考):

1、因具体实验而异, 可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

注意事项:

- 1、Acr-Bis(22.2%:0.6%)对人体有一定神经毒性, 请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。常温运输, 4°C 保存。

相关产品:

| 产品编号 | 产品名称 |
|--------|----------------------------|
| DH0006 | 苏木素伊红(HE)染色液(醇溶) |
| PE0025 | SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×) |
| PE0080 | Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8) |
| PE0103 | Acr-Bis(30%,29:1) |
| PT0001 | BCA 蛋白定量试剂盒 |
| TC0699 | 植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法) |
| TC0713 | 葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法) |