

任氏液

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

Leagene Ringer's 液也属于平衡盐溶液的一种，主要由 0.65%氯化钠、磷酸盐、氯化钙、葡萄糖等组成，不含 HEPES，用于两栖类动物离体实验，肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	CZ0047	Storage
	Ringer's 液		500ml
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求，保存或清洗离体组织。

注意事项：

- 1、由于 Ringer's 液含钙离子，容易产生沉淀；如果产生少许沉淀，可以加热溶解或过滤后使用，产生大量沉淀应弃用。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。常温运输，4°C 保存。