

## 磷酸氢二钠—柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)

### 产品简介：

Leagene 磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)是由 0.2M 磷酸氢二钠与 0.1M 柠檬酸按照不同比例混合而得，客户根据需要可选 pH2.2、2.4、2.6、2.8、3.0、3.2、3.4、3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.4、5.6、5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

名称	编号	
	R00410	Storage
磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤 (仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

- pH 值偶尔有微小误差，一般不影响使用。
- 由于磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)不含防腐剂成分，保质期较短，易产生絮状物，建议尽快使用。
- 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**2 个月有效。低温运输，4°C 保存。